

# Blouse de protection Rose – poignets élastiqués

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisate

Personnel  
soignant

Patients



Visiteurs



## Description produit:

- Blouse à usage unique, non stérile
- Manches longues avec poignets élastiqués
- Fermeture dorsale avec lanières au col et à la taille
- Coloris disponibles: Rose
- Liseré (bleu/blanc/rouge) à l'épaule
- Conditionnement: Sachet de 10 pièces

## Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Idéal pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.



Fabrication  
Française

## Informations réglementaires:

- Ce produit est un dispositif médical

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000023478	Hauteur = 115 cm Largeur = 135 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 25 gr/m <sup>2</sup> (+/-5)	Rose clair



# Blouse de protection Rose – poignets élastiqués

## PROTECTION DE LA PERSONNE

### DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000023478	10	10 / 100	20 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
115 x 135 cm	50 g	60 x 40 x 30 cm	6,5 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Carton: 3770023808064	Oui	France	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		