

Masque chirurgical, Type IIR, 3 plis, à élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel
soignant

Patients



Visiteurs

Description produit:

- Masque filtrant type IIR, 3 plis, à élastiques
- A usage unique, non stérile
- Soudure par ultrasons
- Attache par élastiques résistants
- Barette nasale réglable
- Pliage anatomique (limite les fuites)
- Coloris disponibles: Rose
- Conditionnement: Boite de 50 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par la patient atteint d'une infection respiratoire, le masque protège son entourage du risque infectieux.
- Porté par le personnel soignant et/ou les visiteurs, le masque protège les patients sensibles d'un éventuel risque infectieux.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- EN 14683:2019+AC:2019
- Fabrication sous un système certifié ISO 13485 et ISO 9001



| Références | Dimensions | Matières | | Coloris |
|------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 1000023301 | 17,5 x 9 cm | Couche intérieure | Spunbond polypropylène | Rose |
| | | Filtre | Complexe PP (Meltblown + Spunbond) | |
| | | Couche extérieure | Spunbond polypropylène | |

*Ne contient pas de fibre de verre

