

## Bracelet d'identification adulte zone d'écriture large à rabat adhésif

### PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Patients



#### Description produit:

- Bracelet d'identification pour adulte zone d'écriture large à rabat adhésif
- Taille réglable autour du poignet
- Système de fermeture par bouton pression inviolable
- Zone d'écriture: Large zone d'écriture + Rabat transparent adhésif de protection (assure la protection de l'inscription à l'eau)
- Matière souple et confortable au porter
- A usage unique, non stérile
- Coloris disponibles: Blanc, Bleu moyen, Rouge
- Conditionnement: Boite de 500 unités

#### Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Permet d'identifier les patients lors de leur admission dans un établissement de santé.




#### Informations réglementaires:

- Cet article n'est pas un dispositif médical
- Sans marque CE



## Bracelet d'identification adulte zone d'écriture large à rabat adhésif

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Coloris	Dimensions		Matière
		Bracelet (Longueur x Largeur)	Zone d'écriture (Longueur x Largeur)	
1000018019	 Blanc	277 x 15 mm	67 x 40 mm	Plastique
1000018061	 Bleu moyen			
1000018053	 Rouge			



## Bracelet d'identification adulte zone d'écriture large à rabat adhésif

### PROTECTION DE LA PERSONNE

#### DONNEES LOGISTIQUES

Références	Boite / carton	Unités : Boite / carton	Stockage
1000018019 1000018061 1000018053	10	500 / 5000	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Non	Chine	5 ans	

Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Cartons / Palette
1000018019	3 g	15 kg	71 x 48 x 30 cm	Boite: 3700901304128 Carton: 3700901314196	12 cartons
1000018061	3 g	15 kg	71 x 48 x 30 cm	Boite: 3700901304074 Carton: 3700901314240	12 cartons
1000018053	3g	15 kg	71 x 48 x 30 cm	Boite: 3700901304081 Carton: 3700901314233	12 cartons