

Descriptif technique



iQuest

Divan à hauteur variable électrique

3055-20

Caractéristiques Générales

Marque :	PROMOTAL
Fabricant :	PROMOTAL
Dénomination commerciale du produit :	Divan d'examen électrique
Référence commerciale du produit :	3055-20
Lieu de fabrication :	ERNÉE - FRANCE
Année de mise en service :	2018
Documentation :	Notice de montage, d'entretien, d'utilisation fournie avec chaque produit
Langues :	Français, anglais, allemand, italien...
Garantie :	2 ans
Marquage CE :	Oui
Maintenance :	Assurée par notre revendeur

Caractéristiques Techniques

Dimensions (cm)	
Longueur hors tout :	216 cm
Largeur hors tout :	75 cm
Longueur x largeur dossier :	89 cm x 75 cm
Longueur x largeur assise :	127 cm x 75 cm
Hauteur mini et maxi du divan sur patin :	50 cm à 97 cm
Valeurs d'encombrement :	226 cm
Conditions de fonctionnement	
Plage de température :	10° à 40° C
Humidité relative :	75% maxi
Hauteur variable	
Course (cm) :	47 cm
Mécanisme de la hauteur variable :	Hauteur variable électrique
Puissance moteur / type :	2x 10 000 N
Temps montée / descente à vide :	19 s / 17 s
Temps montée / descente en charge :	31 s / 17 s (pour 250 kg)
Hauteur minimum et maximum du divan en cm :	50 cm à 97 cm (sans roulettes)
Type de commande de la hauteur variable (pédale, télécommande, ...) :	Par panneau de commande / par pédale option (ou les deux)
Poids maximum du patient autorisé (kg) :	250 kg
Testé en dynamique, en cycle :	265 kg
Testé en statique pendant 1 h :	1060 kg
Raccordement électrique	
Type de raccordement :	Sur secteur
Alimentation :	120 V ou 230 V (selon les pays)
Puissance absorbée :	575 W
Classe de protection / Indice de protection :	IPX1
Classe de protection / Degré de protection chocs électriques ::	Appareil de classe 1 / B

Fonctions programmées	
Fonctions programmées : fonctions :	Oui par panneau de commande / par pédale option (ou les deux) Position d'accueil Réglage dossier Réglage inclinaison assise 2 positions programmables Mise sur roulettes
Châssis	
Matériaux et finition de la structure : Plaque de contre couleur : Forme du piètement : Dispositif de déplacement du divan : Type de roulettes :	Structure acier avec finition époxy blanc Amovible H Non Ø 35, roulement à billes, bandage polyuréthane, forte charge (100kg unitaire)
Plan de couchage	
Plan de couchage : Inclinaison assise : Valeurs angulaires : Mécanisme de réglage électrique (Inclinaison assise) : Puissance vérin : Temps décline à vide : Type de commande de la hauteur variable (pédale, télécommande,...) :	Bi plan Oui -15° à 15° Oui 10 000 N 19 s Par panneau de commande / par pédale option (ou les deux)
Dossier relevable	
Valeurs angulaires : Mécanisme de réglage : Puissance vérin : Temps montée / descente à vide : Mécanisme de réglage électrique : Type de commande :	-10° à 70° Réglage par vérin électrique 6 000 N 15 s Oui Par panneau de commande
Sellerie d'assise	
Épaisseur et densité de la mousse (cm / kg/m3) / Classement feu : Forme et type de la sellerie : Type du revêtement / Classement feu : Mode de montage du tissu (cousu, collé, agrafé, ...) : Planche support : Sellerie amovible : Sellerie à monter par le client :	Épaisseur 9 cm, Mousse polyether 40 kg/m3 8Kpa / Classée M4 Sellerie anatomique, forme arrondie et couture périphérique Revêtement non-feu, classe M1 Tissu collé sur la mousse et agrafé sur la planche Médium mélaminé, épaisseur 16 mm Non Non
Sellerie de dossier	
Épaisseur et densité de la mousse (cm / kg/m3) / Classement feu : Forme et type de la sellerie : Type du revêtement / Classement feu : Mode de montage du tissu (cousu, collé, agrafé, ...) : Planche support : Sellerie amovible : Sellerie à monter par le client :	Épaisseur 8 cm, Mousse polyether 40 kg/m3 8Kpa / Classée M4 Sellerie anatomique, forme arrondie et couture périphérique Revêtement non-feu, classe M1 Tissu collé sur la mousse et agrafé sur l'ABS ABS thermoformé, épaisseur 4mm Oui, maintien par 5 attaches RAPID [®] Non

Autres Caractéristiques Techniques

Accessoires	
	<p>Appui-tête (référence 30679-01) Porte rouleau (référence 2056-02) Paire d'étaux (référence 166) Paire d'appui-jambes (référence 840) Paire d'étriers (référence 850) Paire de housses pour appui-jambes (référence 861) Appui-bras (référence 2536) Housse pour appui-bras (référence 2537) Porte serum 2 crochets (référence 985-01) Porte serum autobloquant 2 crochets (référence 2985-01) Commande par pédale (référence 2051-10) Rails côté tête (référence 30878-75T) Etau (référence 878-12) Protection tête (référence 3056-02)</p>

Options	
	<i>Accumulateur (référence 3092-01)</i> <i>Coupe circuit (référence 3058-01)</i> <i>Enrouleur de câble (référence 3032-01)</i> <i>Prise secteur additionnelle (référence 30400-01)</i>
Généralités	
Poids du divan (kg) : Nombre de coloris disponibles : Porte-rouleau : Autoclavable :	127 kg 11 Oui (1), côté tête Non
Emballage	
Poids (kg) / volume (m3) : Nombre de colis : Emballage : Dimensions (cm) :	Divan + sellerie : 175 kg / 1,472 m3 1 Palette + carton 217 x 83 x 83
Dimensions	

